

1. Ο γιατρός επιλέγει στην πλατφόρμα τον τύπο των ερωτήσεων που θέλει να πηγαίνουν στον ασθενή.

The screenshot shows the 'Asma - Aerolin' app interface. At the top, there's a navigation bar with buttons: 'Απάντησε', 'Πρόγραμμα' (highlighted in red), 'Σύνταξη check-in', 'Ιστορικό', 'Επεξεργασία', and a trash icon. Below the navigation bar, there's a section titled 'Συμπληρώστε την ερώτησή σας στο πεδίο' with a text input field containing the same text and a close button (X). Below the input field, there's a section titled 'Τύπος απάντησης:' with four buttons: 'Ελεύθερο κείμενο' (highlighted in red), '✓ Ναι / Όχι', 'Κλίμακα 0-10', and 'Αριθμητική τιμή (π.χ. σαικχάρου)'. At the bottom, there's a '+ Προσθήκη ερώτησης' button on the left and a '➡ Αποστολή στο κινητό' button on the right.

2. Στην συνέχεια καθορίζει ποιες ώρες θέλει να πηγαίνουν οι ερωτήσεις-ειδοποιήσεις στον ασθενή και για πόσο χρονικό διάστημα

The screenshot shows the 'Ενεργό αυτόματο πρόγραμμα' (Active automatic program) section. It has a sub-section 'Ημέρες:' with buttons for 'Δευ', 'Τρι', 'Τετ', 'Πεμ', 'Παρ', 'Σαβ', and 'Κυρ'. Below this, there's a section 'Ώρες αποστολής:' with a time picker showing '09' and '00' (24ωρο) and a close button (X). Below the time picker, there's a '+ Προσθήκη ώρας' button. At the bottom, there's a note: 'Θα ξαναστέλνεται αυτόματα η τελευταία ερώτησή σας, στις ώρες που ορίζετε (ώρα Ελλάδας).' and a 'Αποθήκευση' (Save) button.

3. Ο ασθενής απαντάει στις ειδοποιήσεις που του εμφανίζονται με το όνομα του Γιατρού του

The screenshot shows an email notification from 'noreply' with the subject 'Ο γιατρός σας [Όνομα Ιατρού] έχει μια ερώτηση — Aspimed Connect'. The email body has three buttons: 'Αρχειοθέτ...', 'Επισήμαν...', and 'Απάντηση'. At the bottom right, there's a notification bell icon.

4. Ο γιατρός βλέπει τα αποτελέσματα των ειδοποιήσεων στην οθόνη του υπολογιστή του

